

STANDARDTM GlucoNavii[®] GDH

STANDARD GlucoNavii GDH, GDH-FAD enzimini kullanarak venöz kanın yanı sıra kapiler, arteriyel veya neonatal kandan kan şekerini ölçen bir cihazdır.



Elektrot Ucu

Elektrotların olduğu ucu cihaza takınız.

Numune Penceresi

Bir damla kanı bu pencereye uygulayınız.

- GDH-FAD enzimi (Kapiler, Venöz, Arteriyel ve Neonatal kan için uygundur)
 - Kodlama gerektirmez
 - Uluslararası standartlara göre doğruluk
- Gerektiğinde hata mesajları vererek kullanıcıyı uyarır.
 - Kalibrasyon çipi mevcuttur

STANDARD GlucoNavii® GDH Kan Şekeri Ölçüm Cihazı

Özellikleri

Sonuç aralığı	10 - 600 mg/dL (0.6 - 33.3 mmol/L)
Kalibrasyon	Plazma-eşdeğer
Numune	Taze kapiler kan, venöz tam kan, arteriyel tam kan veya neonatal tam kan
Numune hacmi	0.5ul
Test Süresi	5 saniye
Ölçüm Metodu	Glikoz Dehidrojenaz biyo-sensor
ON/OFF Kaynağı	Bir adet değiştirilebilir 3V Lityum pil tür CR2032
Pil ömrü	Yaklaşık 1,000 test
Glikoz birimi	mg / dL, mmol / L
Ekran	LCD (Özelleştirilmiş)
Tuşlar	3 Adet
Ebadı	48 mm × 90 mm × 15mm
Ağırlık	50g (pille birlikte)
Otomatik kapanma	• Cihazda test stribi takılı değilse, son kullanma işleminden 1dk sonra • Cihazda test stribi takılıysa, son kullanıcı işleminden 3 dakika sonra
Hafıza	500 kan şekeri testi
Bilgisayara aktarım	Kablo ile bilgisayar bağlantısı ve DMS programı
Fonksiyon	• Hipo uyarı: 60, 70, 80 mg/dL (3.3, 3.9, 4.4 mmol/L) • Yemek öncesi ve sonrası ölçüm tanımlama • Ölçüm hatırlatma alarmı (4 sefere kadar) • Aşağıdaki sonuçların 7-, 14- ve 30-günlük ortalamaları 1) Normal Sonuçlar 2) Yemek öncesi sonuçlar 3) Yemek Sonrası Sonuçlar
Kontrol solüsyonu	Seviye 1 → düşük Seviye 2 → orta Seviye 3 → yüksek Kontrol Solüsyonu sistemin doğru şekilde çalıştığından emin olmaya yardımcı olur.
Çalışma sıcaklığı	8°C - 45°C (46°F - 113°F)
Hematokrit	0 - 70%
Çalışma yüksekliği	11.549 feet'e kadar. (3,520 metre)
Test Stribi Depolama sıcaklığı	2°C – 32°C (36°F – 90°F) aralığında
Cihaz Depolama ve Taşıma Durumu	-20°C / 50°C (-4°F - 122°F) ve % 10 - %93 RH (Göreceli nem) aralığında



C-4&5Floor, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA

TEL : +82-31-300-0400 / FAX : +82-31-300-0499

E-mail : sales@sdbiosensor.com / www.sdbiosensor.com

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ



TOPKAPI MAH. ADIVAR SOKAK
NO: 21/1-2 ŞEHREMİNİ/İSTANBUL

TEL: 0 212 635 76 89/90

FAX: 0 212 523 80 71

www.savasmedikal.com.tr