


actimTM

PROM


*Amniyon sıvısının ana proteini olan
IGFBP-1' in vajinal numunelerden
bulgusunu sağlar.*



Vajinal swabı
kit ile beraber
verilen tüpe
daldırınız.




Stribi batırınız.



5 dakika
bekleyiniz.



2 çizgi pozitif
tek çizgi
negatiftir.



*Hamile Kadınlarda
FETAL MEMBRAN RÜPTÜRÜ
(AMNİYON ZARI YIRTIĞINI)
tespit eder.*



MİKRO TANI MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Gsm: +90 532 776 68 87

info@mikrotanimedikal.com - www.mikrotanimedikal.com

SAĞLIK SAKANLIĞI, FDA VE CE ONAYLIDIR.